

GASTROTUSS®

SCIROPPO ANTIREFLUSSO

Leggere attentamente questo foglietto illustrativo prima di utilizzare il prodotto

1. Che cos'è GASTROTUSS® e a che cosa serve

GASTROTUSS® è un dispositivo medico ad azione meccanica per il trattamento del reflusso gastroesofageo e/o faringolareo, al fine di ridurre i sintomi e segni ad esso correlati quali ad esempio: rigurgito acido o basico, pirosi (bruciore di stomaco), globo ipofaringeo (sensazione di corpo estraneo in gola), infiammazione rinofaringolareo, eruttazione, senso di tensione addominale, tosse, disfonia (alterazione della voce), e in tutti i casi di disturbi che abbiano come causa principale o concausa il reflusso gastroesofageo e/o faringolareo. GASTROTUSS® è coadiuvante i processi di ripielizzazione della mucosa gastroesofagea e faringolareo.

Riduce il tempo di permanenza del contenuto gastrico nello stomaco.
Uso orale.

2. Cosa si deve sapere prima di utilizzare GASTROTUSS®

- Non utilizzare il prodotto in caso di ipersensibilità nota verso i componenti il prodotto (vedere parte 6).
- Per l'assunzione in gravidanza o durante il periodo di allattamento consultare il medico.
- Il prodotto può presentarsi più o meno viscoso, senza alcuno scadimento della qualità del medesimo.
- La presenza di sostanze naturali può incidere sulle caratteristiche organolettiche del prodotto; si possono pertanto rilevare variazioni di colore e/o sapore senza alcuno scadimento della qualità del medesimo.

3. Come utilizzare GASTROTUSS®

Flacone:

- Agitare energicamente prima dell'uso.
- Adulti e Bambini sopra i 12 anni: 20 ml dopo i pasti principali ed al momento di coricarsi o secondo diverso consiglio medico.

Bustina monodose:

- Adulti e Bambini sopra i 12 anni: 20 ml dopo i pasti principali ed al

momento di coricarsi o secondo diverso consiglio medico.

4. Avvertenze

- In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico.
- Non superare le dosi consigliate, attenersi alle modalità d'uso.
- È consigliabile interporre un intervallo di almeno un'ora tra l'assunzione di Gastrotuss e quella di farmaci.
- Non utilizzare il prodotto se la confezione si presenta non integra o manomessa (es. rietichettata). La manomissione e/o la mancata integrità della confezione potrebbero compromettere i requisiti di sicurezza del prodotto stesso.
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

5. Come conservare GASTROTUSS®

- Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
- Per la confezione in flacone, si raccomanda di richiudere bene il flacone dopo l'uso.
- Conservare a temperatura non superiore a 30 °C.

6. Altre informazioni

Composizione: Magnesio Alginato, Simeticone, Fruttosio, Gomma Xanthan, Miele, D-Pantenolo, Estratti Fluidi di Althaea Officinalis e Papaver Rhoeas, Zinco Ossido, Sodio Bicarbonato, Sodio Idrossido, p-Ossibenzoato di Metile Sodico, p-Ossibenzoato di Propile Sodico, Aromi Naturali, Eritrosina (E127), Acqua Depurata.

Senza glutine, senza lattosio.

Confezione

- Flacone da 200 ml e da 500 ml con cucchiaino dosatore.
- Astuccio da 25 bustine da 20 ml.

Unità destinata al mercato Italia.



via Laurentina Km. 26,700 - 00071 Pomezia (Roma) - ITALIA - www.dmg.it

Rev. 00 05/2023

GASTROTUSS®

ANTI-REFLUX SYRUP

Please read right through this leaflet before you start using this product.

1. What Gastrotuss® Syrup is and what is used for

Gastrotuss® Syrup is a medical device with mechanical action, indicated for the treatment of gastroesophageal and/or laryngopharyngeal reflux to reduce the symptoms related to it such as: acid or basic regurgitation, pyrosis (heartburn), globus pharyngeus (the lump or foreign body sensation in the throat), rhinopharyngolaryngeal inflammation, belching, abdominal bloating, cough, dysphonia (impairment in the voice), and all cases of disorders that have gastroesophageal and/or laryngopharyngeal reflux as their main or concomitant cause. Gastrotuss® Syrup is an adjuvant in the re-epithelization processes of the gastroesophageal and/or laryngopharyngeal mucosa. Gastrotuss® Syrup reduces the time of permanence of the gastric content in the stomach.

For oral use.

2. What you need to know before you take Gastrotuss® Syrup

- Do not take Gastrotuss® Syrup in case of known hypersensitivity to any component of the product (listed in Section 6).
- Talk to your doctor before taking Gastrotuss® Syrup if you are pregnant or breastfeeding.
- The product may be more or less viscous, without any deterioration of its quality.
- The presence of natural substances can have an impact on the organoleptic characteristics of the product but possible variations in color and/or taste do not affect its quality.

3. How to take Gastrotuss® Syrup

Bottle

Shake well before use

Adults and children aged 12 years and over:

Take a 20 ml dose after main meals and at bedtime or according to different medical advice.

Monodose Sachet

Adults and children aged 12 years and over:

Take a 20 ml sachet after main meals and at bedtime or according to different medical advice.

4. Warnings

- In case of adverse reaction, discontinue use and consult a doctor.
- Do not exceed the recommended doses, follow the directions.
- It is recommended to take Gastrotuss Syrup at least 1 hour before or after any medicines.
- Do not use this product if the original packaging appears not intact or there is evidence of tampering (for example, if it is re-labeled). Tampering and/or non-intactness of the packaging could compromise the safety requirements of the product.
- Do not use this product after the expiration date shown on the pack.
- The expiry date refers to the intact and properly stored product.

5. How to store Gastrotuss® Syrup

- Keep out of the reach and sight of children.
- Close the bottle tightly after use.
- Do not store above 30 °C

6. Further information

Ingredients: Magnesium Alginate, Simethicone, Fructose, Xanthan Gum, Honey, D-Panthenol, Fluid Extracts of Althea Officinalis and Papaver Rhoeas, Zinc Oxide, Sodium Bicarbonate, Sodium Hydroxide, Sodium Methyl p-Hydroxybenzoate, Sodium Propyl p-Hydroxybenzoate, Natural Flavours, Erythrosine (E127), Purified Water.

Gluten and Lactose free.

Presentations

- Bottle containing 500 ml or 200 ml, with a measuring spoon.
- Pack containing 25 bags (20 ml each).

Unit destined for the Italian market.



via Laurentina Km. 26,700 - 00071 Pomezia (Rome) - ITALY - www.dmg.it