

CuE®



Soluzione Otologica

Leggere attentamente questo foglietto illustrativo prima di utilizzare il prodotto

1. Che cos'è CUE® Soluzione Otologica e a che cosa serve

CUE® Soluzione Otologica è un dispositivo medico ad azione meccanica, lubrificante, emolliente, protettivo e lenitivo, indicato negli adulti e nei bambini, nella prevenzione e come coadiuvante il trattamento delle forme irritative ed infiammatorie del condotto uditivo esterno: quali ad esempio micosi, eczemi, dermatiti, otiti esterne ("otiti del nuotatore"). In presenza di fattori ambientali (clima caldo-umido, aria condizionata, acqua clorata o di mare) e di patogeni esterni, gli estratti oleosi e il glicerolo vegetale contenuti in CUE®, grazie alla loro azione emolliente e protettiva, favoriscono la prevenzione delle otiti o delle infiammazioni del canale uditivo esterno, rendendo il prodotto molto utile, ad esempio, per chi pratica sport acquatici sia in piscina che al mare.

2. Cosa si deve sapere prima di utilizzare CUE® Soluzione Otologica

- Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso i componenti il prodotto (vedere parte 6).
- Non utilizzare in caso di accertata o sospetta perforazione della membrana timpanica.

3. Come utilizzare CUE® Soluzione Otologica

Applicare 3-4 gocce due volte al dì per 5-7 giorni o secondo differente consiglio medico.

Usare la massima attenzione al momento dell'instillazione onde evitare traumi determinati da accidentale contatto con il contagocce.

4. Avvertenze

- In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico.
- Non utilizzare in caso di ipersensibilità o allergia individuale a uno o più componenti.
- In presenza di accertate o sospette lesioni a carico del condotto uditivo esterno e/o della membrana timpanica è consigliabile consultare il parere del medico.
- Il prodotto può dare un lieve senso di bruciore durante i successivi 15 minuti dall'applicazione, se viene utilizzato su cute lesa.
- Non utilizzare il prodotto se la confezione si presenta non integra o manomessa (es. rietichettata). La manomissione e/o la mancata integrità della confezione potrebbero compromettere i requisiti di sicurezza del prodotto stesso.
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.
- Evitare l'uso promiscuo.
- Evitare il contatto con gli occhi.
- Non ingerire.
- Non applicare il prodotto in concomitanza con l'applicazione di farmaci o altri prodotti ad uso topico.

5. Come conservare CUE® Soluzione Otologica

- Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
- Richiudere bene il flacone dopo l'uso.
- Conservare a temperatura non superiore a 25 °C.

6. Altre informazioni

Composizione: Glicole Propilenico, Glicerolo, Climbazolo, Dipotassio Glicirrinato, Acido Acetico, Allantoina, Estratti Oleosi (Origanum Vulgare, Thymus Vulgaris, Cinnamomum Zeylanicum, Olea Europaea, Rosmarinus Officinalis, Mentha Piperita, Lavandula Angustifolia, Hydrastis Canadensis, Citrus Limonum), Acqua Depurata.

Confezione: Flacone da 15 ml e.



via Laurentina Km. 26,700 - 00071 Pomezia (Roma) - ITALIA - www.dmgit.com

Rev. 05/2020

CuE[®]

Otologic Solution



Please read right through this leaflet before you start using this product.

1. What CuE[®] Otologic Solution is and what is used for

CuE[®] Otologic Solution is a medical device with mechanical action. With its lubricant, emollient, protective and soothing properties, is indicated both in adults and children for preventing and helping the treatment of the irritations and inflammations of the outer ear canal like mycosis, eczema, dermatitis, external otitis ("swimmer's ear"). In case of environmental factors (warm-wet climate, air-conditioning, chlorinated or sea water) or external pathogens, the oily extracts and the vegetable glycerol contained in CuE[®] help, thanks to their emollient and protective action, to prevent the otitis and the inflammation of the outer ear canal, making the product highly recommended, for example, when practicing water sports in both the sea and the swimming pool.

2. What you need to know before you use CuE[®] Otologic Solution

Do not use this product in case of

- Known hypersensitivity to any component of the product (listed in Section 6).
- Confirmed or suspected perforation of the tympanic membrane.

3. How to use CuE[®] Otologic Solution

- Administer 3-4 drops twice a day for 5-7 days or according to doctor's opinion.
- During instillation, make sure to avoid any injury due to accidental contact with the dropper.

4. Warnings

- In case of adverse reactions, discontinue use and consult a doctor.
- Do not use this product in case of known hypersensitivity or individual allergy to any component of the product (listed in Section 6)
- Consult a doctor in case of confirmed or suspected injuries of the outer ear canal and/or the tympanic membrane.
- A slight transient itching sensation can occur over a 15 minute period after the application, if applied to injured skin.
- Do not use this product if the original packaging appears not intact or there is evidence of tampering (for example, if it is re-labeled). Tampering and/or non-intactness of the packaging could compromise the safety requirements of the product.
- Do not use the product after the expiration date shown on the pack. The expiry date refers to the intact and properly stored product.
- Use the product for one patient only.
- Avoid contact with eyes.
- Do not swallow.
- Do not apply the product in conjunction with the application of medicinal or other topical products.

5. How to store CuE[®] Otologic Solution

- Keep out of the reach and sight of children.
- Close the bottle tightly after use.
- Do not store above 25 °C.

6. Further information

Ingredients: Propylene Glycol, Glycerol, Climbazol, Dipotassium Glycyrrhizinate, Acetic Acid, Allantoin, Oily Extracts (Origanum Vulgare, Thymus Vulgaris, Cinnamomum Zeylancum, Olea Europaea, Rosmarinus Officinalis, Mentha Piperita, Lavandula Angustifolia, Hydrastis Canadensis, Citrus Limonum), purified water.

Presentation: 15 ml  bottle.



via Laurentina Km. 26,700 - 00071 Pomezia (Rome) - ITALY - www.dmgit.com