

Elastar®

Soluzione Oftalmica

Acido ialuronico sale sodico Cross-linkato e Carbossimetil β -glucano

Senza conservanti

Leggere attentamente questo foglietto illustrativo prima di utilizzare il prodotto

1. Che cos'è Elastar® Soluzione Oftalmica e a cosa serve

Elastar® Soluzione Oftalmica è un sostituto lacrimale a base di Acido ialuronico sale sodico cross-linkato e Carbossimetil β -glucano, senza conservanti, che protegge, idrata e lubrifica la superficie oculare.

L'Acido ialuronico sale sodico cross-linkato, grazie alla sua struttura reticolare, garantisce una maggiore idratazione e viscoelasticità, una elevata stabilità del film lacrimale e permane a lungo sulla superficie oculare.

Il Carbossimetil β -glucano, oltre ad aumentare la capacità lubrificante del prodotto, contrasta lo stress ossidativo da radicali liberi e coadiuva la riorganizzazione delle cellule corneali.

La tecnologia OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser), un nuovo sistema di erogazione delle gocce, consente l'assoluta sterilità del prodotto, senza l'utilizzo di conservanti.

Elastar® Soluzione Oftalmica è indicato per il trattamento della sintomatologia (secchezza oculare, sensazione di corpo estraneo, etc.) associata a:

- Occhio secco;
- Stress meccanico: uso di lenti a contatto, procedure chirurgiche, etc.;
- Patologie sistemiche: sindrome di Sjögren, artrite reumatoide, epatopatie, etc.;
- Alterazioni ormonali: menopausa, terapie ormonali sostitutive, etc.;
- Stress ambientali: aria condizionata, fumo di sigaretta, vento, etc.;
- Stress visivo: uso di videotermini;
- Uso di farmaci: antidepressivi, beta-bloccanti, prostaglandine, etc.

Il prodotto può essere usato dai portatori di lenti a contatto.

2. Cosa si deve sapere prima di utilizzare Elastar® Soluzione Oftalmica

Non utilizzare il prodotto in caso di ipersensibilità nota verso i componenti il prodotto (vedere parte 6).

3. Come utilizzare Elastar® Soluzione Oftalmica

- Non è necessario rimuovere le lenti a contatto prima dell'utilizzo di Elastar® Soluzione Oftalmica.
- Lavare accuratamente le mani prima di utilizzare il prodotto.
- Instillare 1-2 gocce in ciascun occhio 2-3 volte al giorno o secondo parere medico.
- Prestare attenzione affinché la punta del flacone non entri in contatto con l'occhio.

4. Avvertenze

- In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico.
- Uso oftalmico, non ingerire.
- Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra;
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

5. Come conservare Elastar® Soluzione Oftalmica

- Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto dopo 90 giorni dall'apertura.
- Richiudere bene il flacone dopo l'uso, conservare a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore.

6. Altre informazioni

Composizione: Acido ialuronico sale sodico cross-linkato 0,15%, Carbossimetil β -glucano 0,3%, soluzione isotonica tamponata pH 7,2.

Confezione

Flacone da 10 ml con dispenser OSD.



Italdevice srl

via Laurentina Km. 26,700
00071 Pomezia (Rome) - Italy
www.italdevice.com

Rev. 03/2016

Distributore:



Via Laurentina Km 26,700
Pomezia-Roma-Italy
www.dmgit.com

Dispositivo Medico-Direttiva 93/42/CEE

MADE IN ITALY



STERILE A

Elastar®

Ophthalmic Solution

Cross-linked Hyaluronic Acid Sodium Salt and Carboxymethyl β -glucan
Preservative-free

Please read right through this leaflet before you start using this product.

1. What Elastar® Ophthalmic Solution is and what is used for

Elastar® Ophthalmic Solution is a preservative-free tear substitute. It contains cross-linked hyaluronic acid sodium salt and carboxymethyl β -glucan.

Elastar® Ophthalmic Solution is used for the protection, hydration and lubrication of the eye surface.

The cross-linked hyaluronic acid sodium salt, due to its reticular structure, guarantees a greater hydration and viscoelasticity, a high stability of the tear film and remains for a long time on the ocular surface.

The carboxymethyl β -glucan, in addition to increasing the lubricating ability of the product, counteracts the oxidative stress caused by free radicals and supports the reorganization of the corneal cells.

The OSD (Ophthalmic Squeeze Dispenser) technology allows the innovative delivery of an absolutely sterile preservative-free ophthalmic solution.

Elastar® Ophthalmic Solution is indicated for the treatment of the symptomatology (dryness, foreign body sensation, etc.) associated with

- Dry eye
- Mechanical stress: use of contact lenses, surgical procedures, etc.
- Systemic diseases: Sjögren's syndrome, rheumatoid arthritis, liver disease, etc.
- Hormonal disorders: menopause, hormone replacement therapy, etc.
- Environmental stress: air conditioning, cigarette smoke, wind, etc.
- Visual stress: use of video terminal.
- Use of drugs: antidepressants, beta-blockers, prostaglandins, etc.

This product can be used by wearers of contact lenses.

2. What you need to know before you use Elastar® Ophthalmic Solution

Do not use Elastar® Ophthalmic Solution if you are allergic or in case of known hypersensitivity to any component of the product (listed in Section 6).

3. How to use Elastar® Ophthalmic Solution

- You do not need to remove contact lenses before using Elastar® Ophthalmic Solution.
- Wash your hands before applying the product.
- Instill 1-2 drops in each eye 2-3 times a day or according to medical advice.
- Make sure that the dropper does not come into contact with the eye.

4. Warnings

- In case of adverse reaction, discontinue use and consult a doctor.
- Ocular use, do not swallow.
- Make sure that the bottle is intact before use.
- Do not use this product after the expiration date shown on the pack. The expiry date refers to the intact and properly stored product.

5. How to store Elastar® Ophthalmic Solution

- Keep out of the reach and sight of children.
- Discard the bottle 90 days after opening.
- Close the bottle tightly after use and store at room temperature and away from heat sources.

6. Further information

Ingredients: Cross-linked Hyaluronic Acid Sodium Salt 0.15%, Carboxymethyl β -glucan 0.3%, pH 7.2-isotonic buffered solution.

Presentation

10 ml bottle with OSD dispenser



Italdevice srl

via Laurentina Km. 26,700
00071 Pomezia (Rome) - Italy
www.italdevice.com

Rev. 03/2016

Distributore:



Via Laurentina Km 26,700
Pomezia-Roma-Italy
www.dmgit.com

Elastar® is a Medical Device according to
Council Directive 93/42/EEC

MADE IN ITALY

STERILE A



CE
1370

2004019 4-19/01/2021