

GRIP STOP®

IT

Gocce Nasali Disostruenti Protettive

Leggere attentamente il foglietto illustrativo prima di utilizzare il prodotto

1. Che cos'è GRIP STOP® gocce nasali e a che cosa serve

GRIP STOP® gocce nasali è un dispositivo medico ad azione meccanica, indicato nel trattamento dei sintomi associati agli stati infiammatori da raffreddamento, anche di origine batterica, delle cavità nasali. Favorisce il ripristino della normale respirazione nasale e ventilazione tubarica, negli adulti e nei bambini.

2. Cosa si deve sapere prima di utilizzare GRIP STOP® gocce nasali

Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso i componenti il prodotto (vedere parte 6).

3. Come utilizzare GRIP STOP® gocce nasali

Istillare 2 gocce per narice 3-4 volte al giorno o secondo consiglio medico.

Il prodotto può essere utilizzato anche in presenza di piccole lesioni della cute intorno alle narici o della mucosa nasale.

4. Avvertenze

- In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico.
- Non ingerire.
- Evitare l'uso promiscuo.
- Evitare il contatto con gli occhi.
- Non utilizzare il prodotto se la confezione o il flacone non si presentano integri.
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

5. Come conservare GRIP STOP® gocce nasali

- Tenere lontano dalla vista e dalla portata dei bambini.
- Richiudere bene il flacone dopo l'uso.
- Conservare a temperatura non superiore a 30 °C.

6. Altre informazioni

Composizione: D-pantenolo, Dipotassio glicirrizinato, Idrossipropilmetilcellulosa, Lattoferrina, Carbossimetil β -glucano, Clorobutanolo, EDTA sale bisodico, N-idrossimetilglicinato sale sodico, Polisorbato 20, Aromi naturali, Soluzione tamponata pH 7,0.

Confezione

Flacone da 15 ml con tappo contagocce.

Unità destinata al mercato Italiano.



GRIP STOP®



Protective and Unplugging Nasal Drops

Please read right through this leaflet before you start using this product.

1. What GRIP STOP® Nasal Drops is and what is used for

GRIP STOP® Nasal Drops is a medical device with mechanical action, indicated for the treatment of the symptoms associated with cold inflammatory conditions, also of bacterial origin, of the nasal cavities. GRIP STOP® Nasal Drops helps re-establish the normal nasal respiration and tubal ventilation, in adults and children.

2. What you need to know before you use GRIP STOP® Nasal Drops

Do not use this product in case of known hypersensitivity to any component of the product (listed in Section 6).

3. How to use GRIP STOP® Nasal Drops

Recommended dosage: administer two drops into each nostril three-four times a day or according to doctor's opinion. GRIP STOP® Nasal Drops can also be used in case of little injuries of the nasal mucosa or of the skin around the nose.

4. Warnings

- In case of adverse reactions stop treatment and consult a doctor.
- Do not swallow.
- Use the product for one patient only.
- Avoid contact with eyes.
- Make sure that the container and/or the bottle is intact before use.
- Do not use this product after the expiration date shown on the pack. The expiry date refers to the intact and properly stored product.

5. How to store GRIP STOP® Nasal Drops

- Keep out of the reach and sight of children.
- Close the bottle tightly after use.
- Do not store above 30° C.

6. Further information

Ingredients: D-panthenol, Dipotassium glycyrrhizinate, Hydroxypropyl methylcellulose, Lactoferrin, Carboxymethyl β -glucan, Chlorobutanol, EDTA disodium salt, Sodium N-hydroxymethyl glycinate, Polysorbate 20, Natural flavourings, Buffer solution pH 7.0.

Presentation

15 ml bottle with dropper cap.

Unit destined for the Italian market.



via Laurentina Km. 26,700 - 00071 Pomezia (Rome) - ITALY - www.dmgit.com