

GRIP STOP®



Spray Nasale Disostruente Protettivo

Leggere attentamente il foglietto illustrativo prima di utilizzare il prodotto

1. Che cos'è GRIP STOP® spray nasale e a che cosa serve

GRIP STOP® spray nasale è un dispositivo medico ad azione meccanica, indicato nel trattamento dei sintomi associati agli stati infiammatori da raffreddamento, anche di origine batterica, delle cavità nasali. Favorisce il ripristino della normale respirazione nasale e ventilazione tubarica, negli adulti e nei bambini.

2. Cosa si deve sapere prima di utilizzare GRIP STOP® spray nasale

Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso i componenti il prodotto (vedere parte 6).

3. Come utilizzare GRIP STOP® spray nasale

Asportare il cappuccio di protezione, appoggiare il pollice alla base del flacone, l'indice e il medio sulle alette dell'erogatore e premerle verso il basso. Quindi rilasciarle. Ripetere questa operazione fino all'ottenimento della prima nebulizzazione. Piegare leggermente il capo in avanti e dopo aver espirato lentamente applicare il prodotto alla narice interessata, inspirare tenendo chiusa con un dito dell'altra mano la narice che non riceverà l'applicazione.

Si consigliano due erogazioni per narice due volte al giorno o secondo parere medico.

Il prodotto può essere utilizzato anche in presenza di piccole lesioni della cute intorno alle narici o della mucosa nasale.

4. Avvertenze

- In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico.
- Non ingerire.
- Evitare l'uso promiscuo.
- Evitare il contatto con gli occhi.
- Non utilizzare il prodotto se la confezione o il flacone non si presentano integri.
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

5. Come conservare GRIP STOP® spray nasale

- Tenere lontano dalla vista e dalla portata dei bambini.
- Richiudere bene il flacone dopo l'uso.
- Conservare a temperatura non superiore a 30 °C.

6. Altre informazioni

Composizione: D-pantenolo, Dipotassio glicirrinato, Lattoferrina, Carbossimetil β -glucano, Clorobutanolo, EDTA sale bisodico, N-idrossimetilglicinato sale sodico, Polisorbato 20, Aromi naturali, Soluzione tamponata pH 7,0.

Confezione

Flacone da 20 ml con nebulizzatore meccanico.

Unità destinata al mercato Italiano.



via Laurentina Km. 26,700 - 00071 Pomezia (Roma) - ITALIA - www.dmgit.com

Rev. 02/2019

GRIP STOP®

EN

Protective and Unplugging Nasal Spray

Please read right through this leaflet before you start using this product.

1. What GRIP STOP® Nasal Spray is and what is used for

GRIP STOP® nasal spray is a medical device with mechanical action, indicated for the treatment of the symptoms associated with cold inflammatory conditions, also of bacterial origin, of the nasal cavities. GRIP STOP® Nasal Spray helps re-establish the normal nasal respiration and tubal ventilation, in adults and children.

2. What you need to know before you use GRIP STOP® Nasal Spray

Do not use this product in case of known hypersensitivity to any component of the product (listed in Section 6).

3. How to use GRIP STOP® Nasal Spray

Remove the protective cap, place your thumb at the bottom of the bottle, your index and middle fingers on the flaps of the pump and push them down. Then release. Repeat this operation until the first spray is delivered. Tilt your head forward slightly and after having breathed out slowly, administer the product to the nostril. Breathe in and, using a finger on your other hand, close the nostril on the side not receiving the product.

Recommended dosage: two puffs for each nostril twice a day or according to doctor's opinion.

GRIP STOP® Nasal Spray can also be used in case of little injuries of the nasal mucosa or of the skin around the nose.

4. Warnings

- In case of adverse reactions stop treatment and consult a doctor.
- Do not swallow.
- Use the product for one patient only.
- Avoid contact with eyes.
- Make sure that the container and/or the bottle is intact before use.
- Do not use this product after the expiration date shown on the pack. The expiry date refers to the intact and properly stored product.

5. How to store GRIP STOP® Nasal Spray

- Keep out of the reach and sight of children.
- Close the bottle tightly after use.
- Do not store above 30 °C.

6. Further information

Ingredients: D-panthenol, Dipotassium glycyrrhizinate, Lactoferrin, Carboxymethyl β -glucan, Chlorobutanol, EDTA disodium salt, Sodium N-hydroxymethyl glycinate, Polysorbate 20, Natural flavourings, Buffer solution pH 7.0.

Presentation

20 ml bottle with mechanical nebulizer.

Unit destined for the Italian market.



via Laurentina Km. 26,700 - 00071 Pomezia (Rome) - ITALY - www.dmgit.com

Rev. 02/2019 30FG071 4-18/01/2021