

NARIVENT®

Unguento nasale antiedemigeno

Indicazioni:

Dispositivo medico ad azione osmotica antiedemigena e flogolitica. Indicato nel trattamento delle riniti vasomotorie specifiche (allergiche) o aspecifiche, al fine di prevenire formazioni polipoidi nasali.

Indicato per ridurre l'ostruzione nasale nei pazienti affetti da poliposi.

Indicato nella profilassi delle recidive dopo trattamento chirurgico della poliposi nasale.

Composizione:

Mannitolo, vaselina bianca, olio di vaselina, albumina da latte, dipotassio glicirrinato, clorobutanolo, vitamina E acetato, BHT, O.E. menta.

Modalità d'uso:

Si consiglia di applicare l'unguento per due cicli l'anno della durata di 60-90 gg ognuno o secondo parere medico.

Applicare il preparato nelle narici 2 volte al dì, eventualmente utilizzando l'apposita cannula, mattina e sera, massaggiando lievemente le ali del naso.

Controindicazioni:

Non sono noti effetti indesiderati.

Avvertenze:

- **Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto;**
- In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico;
- Richiudere bene il tubetto dopo l'uso;
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione;
- Conservare lontano da fonti di calore e fuori dalla portata dei bambini;
- Non ingerire;
- Se si utilizza la cannula per l'applicazione del prodotto, agire con cautela per non procurarsi traumi.
- Lavare accuratamente la cannula dopo ogni uso.

Contiene cannula applicatrice.

20 g e

MADE IN ITALY
Fabbricante/Manufacturer



DRUGS MINERALS AND GENERICS ITALIA



NARIVENT®

Antiedemigen Nasal Ointment

Indications:

Medical device with an antiedemigen and phlogolitic osmotic action. Used for the treatment of specific (allergic) or non-specific rhinitis in order to prevent nasal polyp formations.

Indicated to reduce the nasal obstruction in patients affected by polyposis.

Indicated for prophylaxis to prevent relapses after surgical treatment of nasal polyposis.

Composition:

Mannitol, petrolatum, mineral oil, milk albumin, dipotassium glycyrrhizinate, chlorobutanol, tocopheryl acetate, BHT, EO mint.

Usage:

It is recommended to apply the ointment for two annual cycles lasting 60-90 days each or according to your physician's advice.

Apply the preparation inside the nostrils, gently massaging the wings of the nose, twice a day, in the morning and evening, using the enclosed applicator if necessary.

Adverse reactions:

No known adverse reactions have been reported.

Cautions:

- **Do not use in case of known hypersensitivity to any of the product's constituents;**
- In case of adverse reaction, stop the treatment and consult a physician;
- Close tightly after use;
- Never use the product after the expiry date indicated on the package;
- Store away from heat sources and keep out of the reach of children;
- Do not ingest;
- If the applicator is necessary, particular care should be taken to avoid traumas.
- Wash the intranasal applicator carefully after each use.

It contains an intranasal applicator.

20 g e

MADE IN ITALY
Fabbricante/Manufacturer



DRUGS MINERALS AND GENERICS ITALIA



20FG220-01 18-22/01/2021

Rev. 2 of 24/05/2013

Via Laurentina, km 26,700 - 00071 Pomezia, Rome - Italy - www.dmgit.com