

NEOEDEMALT[®]



Unguento antiedemigeno

Leggere attentamente il foglietto illustrativo prima di utilizzare il prodotto

1. Che cos'è NEOEDEMALT[®] e a che cosa serve

NEOEDEMALT[®] è un dispositivo medico ad azione osmotica per il trattamento, nell'adulto e nel bambino, degli stati edematosi di origine infiammatoria e traumatica quali distorsioni, contusioni o lesioni muscolari.

2. Cosa si deve sapere prima di utilizzare NEOEDEMALT[®]

Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso i componenti il prodotto (vedere parte 6).

3. Come utilizzare NEOEDEMALT[®]

Applicare il prodotto sulla zona interessata eseguendo un leggero massaggio.

Al fine di potenziare l'effetto dell'unguento, è possibile realizzare un impacco applicando uno strato uniforme di prodotto procedendo al bendaggio protettivo.

Ripetere l'operazione ogni 6-8 ore o secondo diverso consiglio medico.

Prima di procedere ad ogni ulteriore applicazione, è consigliabile asportare i residui di prodotto con una garza asciutta.

4. Avvertenze

- In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico.
 - Non ingerire.
 - Evitare il contatto con gli occhi.
 - Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra.
 - Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

5. Come conservare NEOEDEMALT[®]

- Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
- Richiudere bene il tubo dopo l'uso.
- Conservare a temperatura non superiore a 25°C.

6. Altre informazioni

Composizione: Vaselina bianca, olio di vaselina, mannitolo, estratto Arnica Montana, albumina da latte, vitamina E acetato, o.e. menta, BHT, clorobutanolo.

Confezione

Tubo da 100 ml.



NEOEDEMALT[®]

EN

Antiedema ointment

Please read right through this leaflet before you start using this product.

1. What NEOEDEMALT[®] is and what is used for

NEOEDEMALT[®] is a medical device with osmotic action for treatment, in adults and children, of edematous states of inflammatory and traumatic origin such as sprains, bruises or muscular lesions.

2. What you need to know before you use NEOEDEMALT[®]

Do not use NEOEDEMALT[®] in case of known hypersensitivity to any component of the product (listed in Section 6).

3. How to use NEOEDEMALT[®]

Apply the product on the affected area by performing a gentle massage.

To enhance the effect of the ointment, it is possible to make a compress by applying a uniform layer of product and proceeding to the protective wrap.

Repeat the operation every 6-8 hours or following the doctor's advice, if different.

Before proceeding any further application, it is advisable to remove the product residues with a dry gauze.

4. Warnings

- In case of adverse reactions stop treatment and consult a doctor.
 - Do not swallow.
 - Avoid contact with eyes.
 - Make sure that the container and/or the tube is intact before use.
 - Do not use this product after the expiration date shown on the pack.
- The expiry date refers to the intact and properly stored product.

5. How to store NEOEDEMALT[®]

- Keep out of the reach and sight of children.
- Tightly close the tube after use.
- Do not store above 25° C.

6. Further information

Ingredients: Petrolatum, mineral oil, mannitol, Arnica Montana extract, albumin from milk, vitamin E acetate, mint e.o., BHT, chlorobutanol.

Presentation

100 ml tube.



Via Laurentina Km. 26,700 - 00071 Pomezia (Rome) - ITALY - www.dmgit.com

Rev. 12/2021 30FG142 3-23/12/2021