

Rinocross®

IT

Spray Nasale con Acido ialuronico Cross-linkato, D-Pantenolo, Biotina, Vit. A e Vit. E

Leggere attentamente il foglietto illustrativo prima di utilizzare il prodotto

1. Che cos'è RINOCROSS® Spray Nasale e a che cosa serve

Rinocross® Spray Nasale è un dispositivo medico per la lubrificazione e il mantenimento dell'idratazione e dell'elasticità della mucosa nasale, coadiuvante i processi riparativi.

L'Acido ialuronico cross-linkato (0,1%) ed il D-Pantenolo (1%) garantiscono una ottimale idratazione e viscoelasticità del muco nasale.

La Biotina, la vitamina A e la vitamina E contribuiscono al normale trofismo delle mucose.

Rinocross® Spray Nasale è indicato:

- in caso di secchezza e/o atrofia della mucosa nasale causata da particolari condizioni ambientali o iatrogene (polveri, sostanze irritanti, spray nasali decongestionanti, ossigenoterapia, etc)
- come coadiuvante il trattamento delle patologie naso-sinusal (rinosinusite, rinite allergica, rinite medicamentosa, ozena, etc),
- nel trattamento post-chirurgico delle patologie nasali e rinosinusal, per favorire il ripristino della normale funzionalità della mucosa.

2. Cosa si deve sapere prima di utilizzare RINOCROSS® Spray Nasale

Non utilizzare il prodotto in caso di ipersensibilità nota verso i componenti il prodotto (vedere parte 6).

3. Come utilizzare RINOCROSS® Spray Nasale

- Asportare il cappuccio di protezione, appoggiare il pollice alla base del flacone, l'indice e il medio sulle alette dell'erogatore e premerle verso il basso. Quindi rilasciarle. Ripetere questa operazione fino all'ottenimento della prima nebulizzazione. Piegarne leggermente il capo in avanti e dopo aver espirato lentamente applicare il prodotto alla narice interessata, inspirare tenendo chiusa con un dito dell'altra mano la narice che non riceverà l'applicazione.
- Si consigliano due erogazioni per narice due volte al giorno o secondo parere medico.
- Il prodotto può essere utilizzato anche in presenza di piccole lesioni della cute intorno alle narici o della mucosa nasale.

4. Avvertenze

- In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico.
- Non ingerire.
- Evitare l'uso promiscuo.
- Evitare il contatto con gli occhi.
- Non utilizzare il prodotto se la confezione o il flacone non si presentano integri.
- Non utilizzare questo prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

5. Come conservare RINOCROSS® Spray Nasale

- Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
- Richiudere bene il flacone dopo l'uso.
- Conservare a temperatura non superiore a 30°C.

6. Altre informazioni

Composizione: D-Pantenolo, Vitamina E acetato, Vitamina A palmitato, Biotina, Olio di ricino idrogenato 40 oe, Acido ialuronico crosslinkato, EDTA sale bisodico, N-idrossimetilglicinato sale sodico, Potassio sorbato, Aroma naturale, Soluzione isotonica tamponata a pH 7,2.

Confezione: Flacone da 20 ml



via Laurentina Km. 26,700 - 00071 Pomezia (Roma) - ITALIA - www.dmg.it

Rev. 01/2019

Rinocross®

EN

Nasal Spray with cross-linked Hyaluronic Acid, D-Panthenol, Biotin, Vitamin A and Vitamin E

Please read right through this leaflet before you start using this product.

1. What RINOCROSS® Nasal Spray is and what is used for

RINOCROSS® Nasal Spray is a medical device that lubricates and maintains the hydration and the elasticity of the nasal mucosa, helping the re-epithelization process.

Cross-linked Hyaluronic Acid (0,1%) and D-Panthenol (1%) guarantee greater hydration and viscoelasticity of the nasal mucus. Biotin, Vitamin A and Vitamin E contribute to the normal trophism of the mucous membranes.

RINOCROSS® Nasal Spray is indicated:

- In case of dry and/or atrophic nasal mucosa caused by particular environmental conditions or treatments (dust, irritating substances, decongestant nasal sprays, oxygen therapy, etc.)
- To support the treatment of the sinonasal diseases (rhinosinusitis, allergic rhinitis, rhinitis medicamentosa, chronic atrophic rhinitis, etc.)
- In the post-surgical treatment of nasal and sinonasal diseases, to promote the restoration of the normal function of the mucosa.

2. What you need to know before you use RINOCROSS® Nasal Spray

Do not use this product in case of known hypersensitivity to any component of the product (listed in Section 6).

3. How to use RINOCROSS® Nasal Spray

- Remove the protective sealed cap. Place your thumb at the bottom of the bottle, your index and middle fingers on the flaps and push them down. Then release. Repeat this operation until the first spray is delivered. Tilt your head forward slightly and after having breathed out slowly, administer the product to the nostril. Breathe in and, using a finger on your other hand, close the nostril on the side not receiving the product.
- Recommended dosage: two puffs for each nostril twice a day or according to doctor's opinion.
- Rinocross® Nasal Spray can also be used in case of little injuries of the nasal mucosa or of the skin around the nostrils.

4. Warnings

- In case of adverse reactions stop treatment and consult a doctor.
- Do not swallow.
- Avoid promiscuous use.
- Avoid contact with eyes.
- Make sure that the container and/or the bottle is intact before use.
- Do not use this product after the expiration date shown on the pack. The expiry date refers to the intact and properly stored product.

5. How to store RINOCROSS® Nasal Spray

- Keep out of the reach and sight of children.
- Close the bottle tightly after use.
- Do not store above 30 °C.

6. Further information

Ingredients: D-Panthenol, Vitamin E acetate, Vitamin A palmitate, Biotin, Hydrogenated Castor Oil 40 oe, cross-linked Hyaluronic Acid, EDTA disodium salt, Sodium N-hydroxymethylglycinate, Potassium sorbate, Natural flavouring, Isotonic buffered solution at pH 7,2

Presentation: 20 ml bottle

Rev. 01/2019



via Laurentina Km. 26,700 - 00071 Pomezia (Rome) - ITALY - www.dmgit.com

30FCG93 3-26/03/2021