

RINOPANTEINA®



Spray Nasale con Vitamina A ed E

Leggere attentamente il foglietto illustrativo prima di utilizzare il prodotto

1. Che cos'è RINOPANTEINA® Spray Nasale e a che cosa serve

Rinopanteina® Spray Nasale è un dispositivo medico per la lubrificazione e il mantenimento dell'idratazione della mucosa nasale, coadiuvante i processi riparativi.

Il prodotto è indicato in caso di secchezza e/o atrofia della mucosa nasale causata da particolari condizioni ambientali, spray nasali, aerosol terapia o patologie in atto (quali ad esempio riniti medicamentose o allergiche, ozena).

2. Cosa si deve sapere prima di utilizzare RINOPANTEINA® Spray Nasale

Non utilizzare il prodotto in caso di ipersensibilità nota verso i componenti il prodotto (vedere parte 6).

3. Come utilizzare RINOPANTEINA® Spray Nasale

- Asportare il cappuccio di protezione, appoggiare il pollice alla base del flacone, l'indice e il medio sulle alette dell'erogatore e premerle verso il basso. Quindi rilasciarle. Ripetere questa operazione fino all'ottenimento della prima nebulizzazione. Piegare leggermente il capo in avanti e dopo aver espirato lentamente applicare il prodotto alla narice interessata, inspirare tenendo chiusa con un dito dell'altra mano la narice che non riceverà l'applicazione.
- Si consigliano due erogazioni per narice due volte al giorno o secondo parere medico.
- Il prodotto può essere utilizzato anche in presenza di piccole lesioni della cute intorno alle narici o della mucosa nasale.

4. Avvertenze

- In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico.
- Non ingerire.
- Evitare l'uso promiscuo.
- Evitare il contatto con gli occhi.
- Non utilizzare il prodotto se la confezione o il flacone non si presentano integri.
- Non utilizzare questo prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

5. Come conservare RINOPANTEINA® Spray Nasale

- Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
- Richiudere bene il flacone dopo l'uso.
- Conservare a temperatura non superiore a 30°C.

6. Altre informazioni

Composizione: D-Pantenolo, Vitamina E acetato, Vitamina A palmitato, Olio di ricino idrogenato 40 oe, EDTA sale bisodico, N-idrossimetilglicinato sale sodico, Potassio sorbato, Gomma xantan, Aroma naturale, Soluzione isotonica tamponata a pH 7,2.

Confezione: Flacone da 20 ml



RINOPANTEINA®

EN

Nasal Spray with Vitamin A and Vitamin E

Please read right through this leaflet before you start using this product.

1. What RINOPANTEINA® Nasal Spray is and what is used for

Rinopanteina® Nasal Spray is a medical device which lubricates and maintains the hydration of the nasal mucosa, helping the reepithelization process.

Rinopanteina® Nasal Spray is indicated in case of dry and/or atrophic nasal mucosa caused by particular environmental conditions, nasal sprays, aerosol therapy or temporary pathologies (i.e. rhinitis medicamentosa or allergic rhinitis, ozena).

2. What you need to know before you use RINOPANTEINA® Nasal Spray

Do not use this product in case of known hypersensitivity to any component of the product (listed in Section 6).

3. How to use RINOPANTEINA® Nasal Spray

- Remove the protective cap. Place your thumb at the bottom of the bottle, your index and middle fingers on the flaps and push them down. Then release. Repeat this operation until the first spray is delivered. Tilt your head forward slightly and after having breathed out slowly, administer the product to the nostril. Breathe in, and using a finger on your other hand, close the nostril on the side not receiving the product.
- Recommended dosage: two puffs for each nostril twice a day or according to doctor's opinion.
- Rinopanteina® Nasal Spray can also be used in case of little injuries of the nasal mucosa or of the skin around the nostrils.

4. Warnings

- In case of adverse reactions stop treatment and consult a doctor.
- Do not swallow.
- Avoid promiscuous use.
- Avoid contact with eyes.
- Make sure that the container and/or the bottle is intact before use.
- Do not use this product after the expiration date shown on the pack. The expiry date refers to the intact and properly stored product.

5. How to store RINOPANTEINA® Nasal Spray

- Keep out of the reach and sight of children.
- Close the bottle tightly after use.
- Do not store above 30 °C

6. Further information

Ingredients: D-Panthenol , Vitamin E acetate, Vitamin A palmitate, Hydrogenated Castor Oil 40 oe, EDTA disodium salt, Sodium N-hydroxymethylglycinate, Potassium sorbate, Xanthan Gum, Natural flavouring, Isotonic buffered solution at pH 7,2.

Presentation

20 ml bottle

Rev. 01/2019



via Laurentina Km. 26,700 - 00071 Pomezia (Rome) - ITALY - www.dmgit.com

30FCG92 4-21/07/2023