

RINOPANTEINA®



UNGUENTO E GOCCE NASALI

Leggere attentamente questo foglietto illustrativo prima di utilizzare il prodotto

1. Che cos'è Rinopanteina® e a che cosa serve

Rinopanteina® è un dispositivo medico (unguento e gocce nasali) per la lubrificazione e il mantenimento dell'idratazione della mucosa nasale, coadiuvante i processi riparativi.

Il prodotto è indicato:

- dopo un intervento chirurgico al fine di ridurre la formazione di croste;
- in caso di secchezza e/o atrofia della mucosa nasale causata da particolari condizioni ambientali, spray nasali, aerosol terapia o patologie in atto (quali ad esempio riniti medicamentose o allergiche, ozena);
- per ridurre le conseguenze di epistassi anche di origine traumatica;
- per agevolare esami endoscopici e/o manovre di tamponamento;

L'unguento è utile nella prevenzione e nel trattamento delle screpolature da raffreddamento delle aree perinasali.

2. Cosa si deve sapere prima di utilizzare Rinopanteina®

Non utilizzare il prodotto in caso di ipersensibilità nota verso i componenti il prodotto (vedere parte 6).

3. Come utilizzare Rinopanteina®

Unguento: Applicare una piccola quantità di unguento una-tre volte al dì e massaggiare delicatamente le ali del naso al fine di promuoverne la diffusione.

Gocce: agitare energicamente il flacone chiuso prima dell'uso e quindi instillare 2-3 gocce per narice 4-5 volte al dì.

4. Avvertenze

- In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico.
- Non utilizzare il prodotto se la confezione si presenta non integra o manomessa (es. rietichettata). La manomissione e/o la mancata integrità della confezione potrebbero compromettere i requisiti di sicurezza del prodotto stesso.
- Non utilizzare questo prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.
- Richiudere bene il contenitore dopo l'uso.

5. Come conservare Rinopanteina®

- Tenere Rinopanteina® fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
- Conservare il prodotto tra i 15°C e i 25°C.
- Gocce: a temperature basse, le gocce possono assumere una consistenza semisolida senza alcuno scadimento della qualità del prodotto. È sufficiente agitare il prodotto e mantenerlo a temperatura ambiente (non inferiore a 15 °C) affinché riacquisti la consistenza originale.

6. Altre informazioni

Composizione unguento: Vitamina A Palmitato (0,05%), D-Pantenolo (5,0%), Idrolizzato proteico di Avena sativa, Acido ialuronico sale sodico (0,10%), Cetareth-20, Sodio Benzoato, BHA, Olio di vaselina, Vaselina bianca, Acqua depurata.

Composizione Gocce: Vitamina A Palmitato (0,05%), D-Pantenolo (0,1%), BHA, Olio di vaselina, Vaselina bianca.

Confezione

Unguento: tubo da 10 g.

Gocce: flacone da 30 ml.

Unità destinata al mercato Italia.



via Laurentina Km. 26,700 - 00071 Pomezia (Roma) - ITALIA - www.dmg.it

Rev.09/2019

RINOPANTEINA[®]

EN

OINTMENT AND NASAL DROPS

Please read right through this leaflet before you start using this product.

1. What Rinopanteina[®] is and what is used for

Rinopanteina[®] is a medical device (ointment and nasal drops) which lubricates and maintains the hydration of the nasal mucosa, helping the re-epithelization process.

Rinopanteina[®] is indicated:

- After a surgical operation, to reduce the formation of crusts;
- In case of dry and/or atrophic nasal mucosa caused by particular environmental conditions, nasal sprays, aerosol therapy or temporary pathologies (i.e. rhinitis medicamentosa or allergic rhinitis, ozena);
- In order to reduce the consequences of epistaxis also when caused by a traumatic event;
- In order to facilitate endoscopic examinations and/or tamponade maneuvers.

The ointment is useful for prevention and treatment of cold-induced chapped skin around the nose.

2. What you need to know before you use Rinopanteina[®]

Do not use this product in case of known hypersensitivity to any component of the product (listed in Section 6).

3. How to use Rinopanteina[®]

Ointment: Apply a small quantity of ointment one-three times a day and massage it gently to the inside of each nostril to spread the ointment throughout the nares.

Drops: Shake vigorously the bottle before use and then administer 2-3 drops into each nostril 4-5 times a day.

4. Warnings

- In case of adverse reactions stop treatment and consult a doctor.
- Do not use this product if the original packaging appears not intact or there is evidence of tampering (for example, if it is re-labeled). Tampering and/or non-intactness of the packaging could compromise the safety requirements of the product.
- Do not use this product after the expiration date shown on the pack. The expiry date refers to the intact and properly stored product.
- Close the container tightly after use.

5. How to store Rinopanteina[®]

- Keep out of the reach and sight of children.
- Store the product between 15°C and 25°C.
- Drops: At low temperature the drops can become semi-solid, without any deterioration in product quality. The product will return to its original state by simply shaking and maintaining at an ambient temperature (not inferior to 15°C).

6. Further information

Ointment Ingredients: Vitamin A Palmitate (0.05%), D-Panthenol (5.0%), Hydrolyzed Protein (Avena Sativa extract), Sodium Hyaluronate (0.1%), Ceteareth-20, Sodium Benzoate, BHA, Mineral Oil, Petrolatum, Purified Water.

Drops Ingredients: Vitamin A Palmitate (0.05%), D-Panthenol (0.1%), BHA, Mineral Oil, Petrolatum.

Presentations

Ointment: 10 g tube

Drops: 30 ml bottle

Unit destined for the Italian market.



via Laurentina Km. 26,700 - 00071 Pomezia (Rome) - ITALY - www.dmgit.com

20FGJ157 5-04/08/2021

Rev.09/2019