

STOMATOVIS®

Pasta Stomatologica Protettiva

Indicazioni:

Barriera adesiva protettiva indicata nel trattamento delle manifestazioni ulcerose delle stomatiti aftose .

Composizione:

Olio di vaselina, Vaselina bianca, Sale di Ca/Na del copolimero PVM/MA, Carbossimetilcellulosa sodica, Xilitolo, D-Pantenolo, Carbossimetilbetaglicano, Aloe vera estratto, Malva mucillagine, Vitamina E acetato, Dipotassio glicirrinato, Vitamina A palmitato, Ossido di Zinco, Clorobutanolo, Clorofilla rameica, Aroma.

Modalità d'uso:

Applicare una piccola quantità di prodotto sull'area interessata esercitando una leggerissima pressione, lasciare asciugare per almeno 20 secondi evitando, a causa della sua adesività, di fare entrare il prodotto a contatto con le altre parti della bocca. Ripetere l'applicazione al bisogno.

Avvertenze:

- Non applicare il prodotto direttamente dal tubetto.
- Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto.
- In caso di reazione avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico.
- Richiudere bene il tubetto dopo l'uso.
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Conservare lontano da fonti di calore e fuori dalla portata dei bambini.
- Piccole quantità di prodotto, se ingerite accidentalmente, risultano non tossiche.

Rev. 1 del 02/03/2010



MADE IN ITALY
Fabbricante/Manufacturer



DRUGS MINERALS AND GENERICS ITALIA



Via Laurentina, km 26,700 - 00071 Pomezia, Rome - Italy - www.dmgit.com

STOMATOVIS®

Protective Stomatological Paste

Indications:

Protective adhesive barrier used for the treatment of the ulcerous states following the aphthous stomatitis.

Composition:

Mineral Oil, Petrolatum, PVM/MA Ca/Na salt, Sodium Carboxymethyl Cellulose, Xylitol, D-Panthenol, Carboxymethyl beta-glucan, Aloe Vera extract, Mallow mucilage, Tocopheryl acetate, Dipotassium glycyrrhizinate, Vitamin A palmitate, Zinc Oxide, Chlorobutanol, Cupric Chlorophyll, Flavouring.

Usage:

Apply a little quantity of the product to cover the interested area using a light pressure, allow to dry for at least twenty seconds avoiding, because of its adhesiveness, the direct contact of the product with other parts of the mouth. Repeat the administration according to need.

Cautions:

- Do not apply the product directly from the tube.
- Do not use in case of Known hypersensitivity to any of the constituents of product.
- In case of adverse reactions stop treatment and consult a doctor.
- Close the tube tightly after use.
- Never use the product after the expiry date.
- Always keep it away from heat sources and out of the reach of children
- Little quantities of the product, if casually ingested, are not harmful.

MADE IN ITALY
Fabbricante/Manufacturer



DRUGS MINERALS AND GENERICS ITALIA

