

SafloVir®

IT

Spray Nasale Igienizzante Protettivo

Leggere attentamente il foglietto illustrativo prima di utilizzare il prodotto

1. Che cos'è Saflovir® spray nasale e a che cosa serve

- Saflovir® è un dispositivo medico ad azione chelante (sequestrante) e ad azione lubrificante le fosse nasali, negli adulti e nei bambini.
- Saflovir®, grazie all'azione sinergica dei suoi componenti (Lattoferrina, dipotassio glicirrinato, carbossimetil beta-glucano, vitamina C e vitamina D), igienizza e protegge le fosse nasali dagli agenti esterni, anche di origine virale o batterica.

2. Cosa si deve sapere prima di utilizzare Saflovir® spray nasale

Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso i componenti il prodotto (vedere parte 6).

3. Come utilizzare Saflovir® spray nasale

Asportare il cappuccio di protezione, appoggiare il pollice alla base del flacone, l'indice e il medio sulle alette dell'erogatore e premerle verso il basso. Quindi rilasciarle. Ripetere questa operazione fino all'ottenimento della prima nebulizzazione. Piegare leggermente il capo in avanti e dopo aver espirato lentamente applicare il prodotto alla narice interessata, inspirare tenendo chiusa con un dito dell'altra mano la narice che non riceverà l'applicazione.

Si consigliano due erogazioni per narice due volte al giorno o secondo parere medico.

4. Avvertenze

- In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico.

- Non ingerire.
- Evitare l'uso promiscuo
- Uso in gravidanza ed allattamento: Non sono necessarie misure precauzionali specifiche. Se Saflovir® Spray nasale viene utilizzato secondo le indicazioni, non è noto un rischio aumentato durante la gravidanza o l'allattamento.
- Evitare il contatto con gli occhi.
- Non utilizzare il prodotto se la confezione o il flacone non si presentano integri;
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

5. Come conservare Saflovir® spray nasale

- Tenere lontano dalla vista e dalla portata dei bambini.
- Richiudere bene il flacone dopo l'uso.
- Conservare a temperatura non superiori a 30°C.

6. Altre informazioni

Composizione: Lattoferrina, Dipotassio glicirrinato, Carbossimetilβ-glucano, D-pantenolo, Vitamina C (acido ascorbico), Vitamina D3 (coleciferolo), Clorobutanolo, EDTA sale bisodico, N-idrossimetilglicinato sale sodico, Polisorbato 20, Aroma, Soluzione tamponata pH 7,20.

Confezione

Flacone da 20 ml con nebulizzatore meccanico.



via Laurentina Km. 26,700 - 00071 Pomezia (Roma) - ITALIA - www.dmgit.com

Rev. 01 04/2025

SafloVir®

EN

Sanitizer Protective Nasal Spray

Please read right through this leaflet before you start using this product.

1. What SafloVir® Nasal Spray is and what is used for

- SafloVir® is a medical device with chelating (sequestering) and lubricating action on the nasal cavities, in adults and children.
- SafloVir®, thanks to the synergic action of its components (Lactoferrin, dipotassium glycyrrhizinate, carboxymethyl beta-glucan, vitamin C and vitamin D), sanitizes and protects the nasal cavities from external agents, even of viral or bacterial origin.

2. What you need to know before you use SafloVir® Nasal Spray

Do not use this product in case of known hypersensitivity to any component of the product (listed in Section 6).

3. How to use SafloVir® Nasal Spray

- Remove the protective sealed cap. Place your thumb at the bottom of the bottle, your index and middle fingers on the flaps and push them down. Then release. Repeat this operation until the first spray is delivered. Tilt your head forward slightly and after having breathed out slowly, administer the product to the nostril. Breathe in and, using a finger on your other hand, close the nostril on the side not receiving the product.
- Recommended dosage: two puffs for each nostril twice a day or according to doctor's opinion.

4. Warnings

- In case of adverse reactions stop treatment and consult a doctor.

- Do not swallow.
- Avoid promiscuous use
- Use during pregnancy and lactation: No specific precautionary measures are necessary. If SafloVir® Nasal Spray is used according to indications, no increased risk is known during pregnancy or lactation.
- Avoid contact with eyes.
- Make sure that the container and/or the bottle is intact before use.
- Do not use this product after the expiration date shown on the pack. The expiry date refers to the intact and properly stored product.

5. How to store SafloVir® Nasal Spray

- Keep out of the reach and sight of children.
- Close the bottle tightly after use.
- Store at a temperature not exceeding 30°C.

6. Further information

Ingredients: Lactoferrin, Dipotassium glycyrrhizinate, Carboxymethylβ-glucan, D-panthenol, Vitamin C (Ascorbic acid), Vitamin D3 (Colecalciferol), Chlorobutanol, EDTA disodium salt, N-hydroxymethylglycinate sodium salt, Polysorbate 20, Flavour, Buffered solution pH 7.20.

Presentation

20 ml bottle with mechanical spray pump.



via Laurentina Km. 26,700 - 00071 Pomezia (Rome) - ITALY - www.dmgit.com

30F5667-A1 3-04/04/2025
Rev. 01 04/2025