

Viscoblast®

Soluzione Oftalmica
(Carbossimetil β -Glucano 0,5%)

IT

Indicazioni:

Soluzione oftalmica lubrificante e idratante, indicata nel trattamento della secchezza oculare di varia origine (menopausa, diabete ecc...) coadiuvante i processi della riepitelizzazione; lenitiva l'ipersensibilità corneale causata da: lesioni traumatiche anche di origine post-operatoria; prolungate esposizioni a videoterminali e/o raggi solari; smog fotochimico.

Composizione:

Carbossimetil β -glucano 0,5%, N-idrossimetilglicinato sodico 0,001%, EDTA sale bisodico 0,100%, Soluzione isotonica tamponata a pH 7,2 q.b. a ml 100.

Modalità d'uso:

Instillare una o due gocce in ciascun occhio 2-3 volte al dì o secondo consiglio medico.

Effetti indesiderati:

Non sono noti effetti indesiderati.

Avvertenze:

- Il prodotto è sterile fino all'apertura del flacone;
- Richiudere bene il flacone dopo l'uso;
- Non utilizzare il prodotto dopo 60 giorni dall'apertura;
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sul flacone;
- Tenere lontano da fonti di calore e dalla portata dei bambini;
- Non ingerire;
- Non utilizzare il prodotto se allergici ad uno qualsiasi dei componenti;
- In caso di reazioni avverse sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico;
- Prestare attenzione affinché la punta del flacone non entri in contatto con l'occhio;
- Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra.

Dispositivo Medico-Direttiva 93/42/CEE

Flacone 15 ml 

STERILE A



Via Laurentina Km. 26,700 - 00071 Pomezia (Roma) - ITALIA - www.dmg.it

Rev. 2 del 16/12/2014

Viscoblast®

Ophthalmic Solution

(Carboxymethyl Beta-Glucan 0,5%)

EN

Indications:

Moisturizing, lubricating ophthalmic solution useful for the treatment of eye dryness caused by various factors (menopause, diabetes, etc...); helps the re-epithelization process; indicated for the relief of corneal hypersensitivity due to traumatic injuries including post-operative, prolonged video display terminal use and/or sun's rays; photochemical smog.

Composition:

Carboxymethyl β -glucan 0,5%, Sodium N-hydroxymethylglycinate 0,001%, EDTA disodium salt 0,100%, Isotonic buffered solution at pH 7,2 q.s for ml 100.

Usage:

Administer one or two drops into each eye 2-3 times a day or following your physician's advice.

Adverse reactions:

No known adverse reactions have been reported.

Cautions:

- This product will remain sterile until opened;
- Close tightly after use;
- Discard the product 60 days after opening;
- Do not use the product after the expiry date printed on the container;
- Keep out of reach of children;
- Do not ingest;
- Do not use in case of known hypersensitivity to any of the ingredients of the product;
- In case of adverse reactions, discontinue immediately the treatment and consult your physician;
- Avoid contact of the container tip with your eyes, its surrounding structures, your hands or any other surface;
- Do not use the product if the package does not appear intact.

Viscoblast® is a Medical Device according to Council Directive 93/42/EEC

15 ml bottle e

